



Introduktion til Bazarens BASIC begyndersæt

Sættet indeholder flg.:

- Gærspand 30 liter m. literinddeling, gærlås og tappehane (hvid plast)
- Brygske i plast
- Kapselpåsatte Greta
- 100 kapsler (26 mm.)
- Flaskebørste
- Flaskepåfylder til tappehane
- Desinfektionsmiddel: Chemipro Oxi – 100 gram

Gærspanden:

Heri gæres urt eller most, inden det bliver til øl, vin, cider eller hvad man ellers kunne tænke sig at brygge. Den medfølgende tappehane monteres i det dertil borede hul nederst på spanden. Gummipakningen på tappehanen skal sidde på ydersiden af spanden, og plastic-møtrikken skrues fast med fingrene på indersiden af spanden. Husk at teste at spanden holder tæt omkring hullet inden du fylder dit bryg i - dette gøres ved at hælde vand i spanden indtil hullet er dækket på indersiden. Kig efter lækage. Inden brygget hældes på, skal spanden, låget og tappehanen desinficeres med det medfølgende iodophor! Husk også at lukke tappehanen inden påfyldning!

Brygskeen:

Plasticskeen er velegnet til fordeling/omrøring af ekstrakt.

Kapselpåsatte Greta:

Denne kapseltang gør det nemt at sætte kapsler på flaskerne. Læg blot en kapsel på flaskens top og tving herefter kapseltangen nedover. Håndtagene presses i bund og voila - kapslen er på!

Kapsler:

Der følger 100 stk. 26 mm standardkapsler med. Disse passer til almindelige ølflasker op til 70 cl.

Flaskebørsten:

Bruges til rengøring af flasker inden påfyldning. Flaskerne bør rengøres grundigt inden de desinficeres med iodophor (indgår også i dette sæt). Det er lettest at rengøre snavsede flasker i varmt vand. Sørg for at der ikke sidder rester af mug på indersiden, og at flasken ellers ser ren ud med det blotte øje. Flasken er dermed klar til desinfektion.

Flaskepåfylder:

Desinficeres i iodophor (tåler ikke kogende vand!). Monteres derefter på tappehanen ved hjælp af det medfølgende overgangsstykke, og gør det herefter nemt at fylde brygget på flasker.

**Chemipro Oxi:**

Dette desinfektionsmiddel er velegnet til rengøring af brygudstyret inden det kommer i kontakt med øllet. Det smarte ved dette produkt er at det kan laves i en såkaldt 'no-rinse' opløsning. En teskefuld blandet op i 1 liter varmt vand desinficerer brygudstyret, men er så mildt at det er unødvendigt at skylle efter med rent vand (og dermed undgås en potentiel risiko for inficering). De rester der måtte blive tilbage er uskadelige for menneskekroppen og kan ikke smages i det færdige bryg.

Nyttige links:

www.haandbryg.dk - Et dansk site af håndbryggere, for håndbryggere.

www.haandbrygforum.dk - Et dansk forum for håndbryggere.

www.howtobrew.com - En amerikansk side, med meget udførlig viden om kunsten at brygge øl.